

OHNE KABEL - OHNE KOMPROMISSE

Das Langzeit-EKG wird mit einem leichten Brustgurt aufgezeichnet, drahtlos an die EKG-Uhr gesendet und dort gespeichert. Ohne Klebeelektroden, ohne Kabel. Dafür mit hohem Patientenkomfort und ansprechendem Design.



sonoportal GmbH
Kirchweg 2
94104 Tittling
Tel.: +49 8504 922 98 11
Fax: +49 8504 922 98 12
office@sonoportal.com

**DIE VORTEILE EINES
DURCHDACHTEN
SYSTEMS**



**CUSTO WATCH
DAS ERGEBNIS
KONSEQUENTER
ENTWICKLUNGSARBEIT**



LANGZEIT-EKG CUSTO TERA

AUSWERTESOFTWARE

Modulare Systemik für eine nachhaltige Investition

custo Diagnostic Standard

Netzwerkfloating-Lizenz und Betriebssystem. Eine einmalige Investition, wenn Sie mit anderen Produkten, wie z. B. Ruhe-EKG, Langzeit-RR, Ergometrie erweitern wollen. Einfach zusätzliche Geräte und Anwendungssoftware dazukaufen und loslegen.

custo tera

Langzeit-EKG Auswertesoftware gibt es in 3 Ausbaustufen. Basic, Standard und Professional. Bereits in der Basis-Version bietet die custo tera Software ausgezeichnete und modernste Oberflächen. Intuitive Bedienung und schnelle Workflows erlauben in kürzester Zeit eine Auswertung durchzuführen.

custo watch

Die custo watch gibt Ihren Patienten die maximale Freiheit. Ob Beruf, Freizeit oder sogar Sport – mit der custo watch alles kein Problem. Durch das anspruchsvolle Design im Stil einer Smartwatch ist das Langzeit-EKG diskret und komfortabel. Der schnelle und kinderleichte Aufbau der EKGs mit dem custo Belt 3 spart Zeit und Kosten für zusätzliche Elektroden.

custo tera Light

- custo Diagnostic
- custo tera Light
- custo watch Set

custo tera Standard

- custo Diagnostic
- custo tera Standard
- custo watch Set oder custo flash 500 mit Starter-Kit

custo tera Kombi LZ-EKG und LZ-Blutdruck

- custo Diagnostic
- custo tera Standard
- custo screen Standard
- custo screen 400 LZ-RR Rekorder
- EKG-Set 3K mit Kombi-Starter-Set

CUSTO WATCH



- Signalkontrolle Kontrolle der EKG-Kanäle
- Patienten-Display einstellbar
- Armbänder wechselbar
- Wasserdicht IP65, sehr leicht
- Aufzeichnungsdauer: 72 h
- Aufzeichnungskanäle: 3
- Einstellbare Abtastraten: 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1 kHz
- Spannungsversorgung: Lithium-Polymer-Akku
- OLED-Display zur EKG-Kontrolle
- Anzeige der Herzfrequenz
- Markertaste

CUSTO BELT 3



- Ohne Klebeelektroden
- Neuartige Gürteltechnologie für 3-kanalige EKG-Erfassung
- Wiederverwendbar
- Maschinenwaschbar
- Hoher Tragekomfort
- Mit Biokompatibilitäts-gutachten

CUSTO GUARD 3



- 3-Kanal EKG-Sender
- extrem leicht
- Energiesparende Funkübertragung des EKG-Signals an die custo watch (ca. 1 Std. Ladezeit)
- Aufzeichnungsdauer: 72 Std.
- Wasserabweisend nach Schutzart IP65
- Größe ca. 55 * 38 * 15 mm (L * B * H)
- Gewicht: 50 g

CUSTO DOCKING STATION



- Aufladen von custo guard und custo watch
- Schnelle Datenübertragung der Langzeit-EKG-Daten in den PC
- Kompatibel mit Langzeit-EKG Auswertesoftware custo tera

CUSTO FLASH 500 - REKORDER für jeden Fall der richtige Rekorder

custo flash 500 der Referenz-Langzeit-EKG-Rekorder mit drei Kanälen, kurzen integrierten EKG-Kabeln und kontinuierlicher EKG-Aufzeichnung bis zu sieben Tagen. Das flache Design des Rekorders und die Verwendung von nur drei Klebeelektroden pro Aufzeichnung bieten hohen Tragekomfort und geringe Betriebskosten. Passend dazu die custo Klebeelektroden für eine optimale EKG-Signalqualität, beste Hautverträglichkeit und hohe Wirtschaftlichkeit.



CUSTO FLASH 500

- Aufzeichnungskanäle: 3
- Aufzeichnung bis zu 7 Tagen (mit einer Akkuladung)
- Speichermedium SD-Karte
- Spannungsversorgung: Lithium-Ionen-Akku 3,7 V, 1500 mAh (ca. 2 Std. Ladezeit), kann separat geladen werden
- Größe ca. 95 * 65 * 17 mm (L * B * H)
- Gewicht ca. 98 g (inkl. Akku)

CUSTO FLASH 501 Zuweiserrekorder

In Verbindung mit Holter-Online-Software

CUSTO FLASH 510

Leistungsumfang wie custo flash 500, zusätzlich mit digitaler Schrittmachererkennung und Schrittmacherimpuls, Breitenvermessung